


HÁGASE LA PRUEBA

Guía visual de un hisopado rectal realizado por usted mismo



1 Lávese las manos con agua y jabón.



2 Retire del envase el tubo contenedor y el hisopo para la muestra.




3 Etiquete el tubo contenedor con su **etiqueta del Paciente**.



4 Etiquete el tubo contenedor con la **etiqueta Rectal**.




5 Abra el envase que contiene el hisopo para la muestra.




6 Sostenga firmemente el hisopo para la muestra por encima de la línea discontinua (más cerca de la punta del hisopo).




7 Póngase en una posición cómoda que le permita tener acceso a su ano. Colocar el pie en un banco escalera podría ayudarle.




8 Inserte suavemente el hisopo 1 pulgada dentro del recto y haga girar el hisopo en círculo por lo menos 5 veces.



9 Desensrosque la tapa del tubo contenedor.



10 Coloque el hisopo para la muestra en el tubo contenedor, encajándolo hasta la línea discontinua.



11 Vuelva a taponar el tubo contenedor y ciérrelo con un giro para evitar fugas.



12 Coloque el tubo contenedor en la bolsa para desechos biológicos.



13 Lávese las manos con agua y jabón.